

19.05.2021

Bestätigung Desinfektionsmittelbeständigkeit LIM

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass die Kunststoff-Oberflächen des LIM mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden können. Wir empfehlen Ihnen, Desinfektionsmittel auf Basis von Aktivsauerstoff zu verwenden.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Vorgaben und Dosierungsempfehlungen des Herstellers und testen Sie das Farbverhalten der Oberfläche zuerst an einer verdeckten Stelle aus.

Freundliche Grüße



Christian Roth-Schuler
Leiter Produktentwicklung